

НҰСҚАУЛЫҒЫ  
REVLINE

RL 025

ЭЛЕКТРЛІК  
ДЫБЫСТЫҚ  
ТІС ЩЕТКАСЫ

1-5

жас

### Құттықтаймыз!

Сіз балалардың тістері мен қызылиегінің әдемі және сау болуына мүмкіндік беретін жоғары технологиялық құрылғының иесі болдыңыз. Тіс щеткасын күнделікті қолдану тіс ауруының қаупін айтарлықтай төмендетеді. Тіпті сүт тістерінің жұқа тіс эмалына қауіпсіз. 1-5 жас аралығындағы балаларға ұсынылады.



### САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Revyline RL 025 щеткасын бірінші рет қолданар алдында пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және оны сақтаңыз.

1. Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз. Қолданғаннан кейін корпусын шаюға болады.
2. Душ қабылдау кезінде щетканы қолданбаңыз.
3. Құрылғыны су құйылған ыдысқа немесе шұңғыл-

шаға түсуі мүмкін жерлерде сақтамаңыз.

4. Тек фирмалық саптамалар мен керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
5. Егер щетка ұзақ уақыт қолданылмаса, батарейканы алу, щетканы қорапқа салу және салқын жерде сақтау ұсынылады.
6. Ауыстырылатын саптамаға арналған ұяшыққа бөгде заттарды салмаңыз.
7. Құрылғыны ұзақ уақыт жұмыс істеп тұрған қалпында қалдыруға тыйым салынады. Үздіксіз жұмыс уақыты 10 минуттан аспауы тиіс.
8. Ауыз қуысында немесе тілде жаралар болған кезде құрылғыны қолданбаңыз.
9. Балалардың щетканы қолдануы ересектердің бақылауымен ғана мүмкін болады.
10. Тіс тазалау кезінде, щетка аузыңызда болған кезде жүгіруге немесе жүруге тыйым салынады.
11. Revyline RL 025 электр тіс щеткасын физикалық мүмкіндіктері шектеулі, психикалық кемістігі бар және осындай құрылғыны пайдалану тәжірибесі жоқ адамдарға (соның ішінде балалар) қолдануға ұсынылмайды.
12. Құрылғыны тікелей күн сәулесінен алыс, құрғақ және жақсы желдетілетін жерде -7°C жоғары және +40°C төмен температурада сақтаңыз.
13. Құрылғыны және оның электр батареяларын кәдеге жарату жалпы қабылданған ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

### ПАЙДАЛАНУДЫҢ БАСТАЛУЫ

1. Қаптамалардан щетканы алыңыз.
2. Батарея бөлігінің қақпағын сағат тіліне қарсы бұрап, оны алыңыз.
3. Батареяны бөліктен алыңыз, қорғаныс пленканы алыңыз да, қайтадан салыңыз (оң полюсті төмен қаратып).
4. Қақпақты жабыңыз және оны сағат тілімен бұраңыз.

### ТАЗАЛАУ РЕЖИМІН ТАҢДАУ

Қажетті жұмыс режимін таңдау қуат батырмасын ретімен басу арқылы жүзеге асырылады. Revyline RL 025 тіс щеткасы төрт режимде жұмыс істей алады:

**START.** Бұл дiрiлсiз режим, ол дiрiл режимiне әлi үйренбеген балаларға ұсынылады. Оны баланы щеткамен таныстыру үшiн қолдану ұсынылады.

**SOFT.** Ол қылшықтардың төмен тербеліс амплитудасымен, төмен дiрiл жиiлiгiмен сипатталады. Қылшықтардың тербелiс жиiлiгi минутына 12000 құрайды.

**NORMAL.** Тұрақты пайдалану үшiн ұсынылады. Қылшықтардың тербелiс жиiлiгi минутына 16000 құрайды.

**INTENSIVE.** Қылшықтардың максималды тербеліс жиілігі – минутына 20 000.

Таңдалған кез келген соңғы режим жадта сақталады және щетканы кейіннен қолданған кезде алдымен қосылады.

### АҚЫЛДЫ ТАЗАЛАУ

Тіс дәрігерлері ауыз қуысының әр аймағын 30 секунд ішінде тазалауды ұсынады. Щеткада 2 минутқа таймер орнатылған.

2,3 және 4 режимдері үшін 30-шы, 60-шы және 90-шы секундтарда еске салу қарастырылған. Тиісінше, жарық индикаторы 1,2 немесе 3 рет жыпылықтайды – және қозғалтқыш өшеді. Бұл тазалау аймағын өзгерту қажеттілігін еске салады. Осылайша, тазалаудың жалпы уақыты тіс дәрігерлері ұсынған 2 минутты құрайды. Осыдан кейін индикатор екі рет жыпылықтайды және щетка өшеді.

Бастапқы режим үшін «ақылды тазалау» функциясы қарастырылмаған.

### ТАЗАЛАУ ПРОЦЕСІ

Саптаманы отыратын жерге ақырын кигізіңіз.

Тістерді тазалауды бастамас бұрын, тіс пастасы жағылған тіс щеткасының тазалағыш бастиегін сумен сулаңыз. Бұл тіс пастасын тазалау кезінде тістердің бетіне жақсы әсер етеді.

Щетка саптамасын қызылиек сызығына параллель орналастырып, тістердің бетіне жақындатыңыз. Щетканы қосыңыз. Жұмсақ тазалаңыз. Қатты баспаңыз, әйтпесе тістер мен қызылиектің бетінезақым келтіруі мүмкін. Тазалағыш бастиекті баяу жылжытыңыз, айналмалы-кері қозғалыстар жасаңыз.

Таймер сигналдарына сәйкес тазалау аймақтарын әр 30 секунд сайын өзгертіңіз. Тазалау аяқталғаннан кейін ауыз қуысын таза сумен мұқият шаю керек.

### КЕПІЛДІК

Құрылғыға кепілдік – 2 жыл.

Құралға кепілдік берілген техникалық қызмет көрсету қолданыстағы кепілдік мерзімі ішінде тегін жүзеге асырылады. Әрі қарай, щеткаға қызмет көрсету сатып алушының есебінен жүзеге асырылады.

Кепілдік қолданылмайды:

Шығын материалдары мен жиынтықтаушыларына. Мақсатына сай емес пайдалану салдарынан істен шыққан және/немесе ақаулар алған тауарларға; бүлінуге әкеп соққан абайсызда немесе ұқыпсыз пайдалану (шамадан тыс жүктеуді қоса алғанда); уәкілетті емес ұйымның (жеке тұлғаның) түрлендіруі, ашуы және/немесе жөндеуі; пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген пайдалану және/немесе сақтау немесе тасымалдау қағидаларын бұзу. Дұрыс емес қуат көзіне қосылу салдарынан істен шыққан және/немесе ақаулар алған тауарларға. Жойылмаған кемшіліктермен пайдаланылған тауарларға.

Үшінші тұлғалардың әрекеттері, табиғат құбылыстары және табиғи апаттар, үй жануарлары мен жабайы жануарлар, жәндіктер, тауарлардың бөгде заттар мен сұйықтықтардың енуі сияқты өндірушіге тәуелді емес себептерден туындаған ақауларға.

Пайдалану процесінде және табиғи тозу нәтижесінде пайда болған сыртқы және ішкі ластануларға, сызаттарға, жарықтарға, тозуға және өзге де механикалық зақымдануларға.

### ЖИЫНТЫҚ:

Негізгі щетка блогы.

Ауыстырылатын саптама – 2 дана.

AAA типіндегі қуат элементі – 1 дана.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық.

### ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТМАЛАРЫ

Үлгі: RL 025

Тістерді тиімді тазартуға арналған.

Тербеліс жиілігі: минутына 12000-20000

Кавитация әсері.

Жұмыс режимдері: 4

Өнімнің мөлшері: 160,5x35x35 мм

Тазалау бетінің өлшемі: 14x9x8 мм

Қылшықтардың ұзындығы: 8 мм

Қылшықтардың диаметрі: 0,127 мм

Номиналды кернеу: 1,5 В

Қуаты: 0,51 Вт

Номиналды ток күші: 0,34 А

Ылғалдан қорғау деңгейі: IPX7. Пайдаланғаннан кейін ағынды сумен шаюға рұқсат етіледі

Корпус материалы: ABS + Silica gel

Саптама материалы: PC + нейлон Dupont

Қуат: AAA батареясы

Кепілдік: 2 жыл

Ресей Федерациясындағы импорттаушы МҒАДЖЕТ ЖШҚ

Мекенжайы: 140002, Люберцы қ., Октябрьский даңғ., 20-үй, 2-корпус.

Қазақстандағы импорттаушы: МҒАДЖЕТ КЗ ЖШС

Мекенжайы: Алматы қ., Төле би к-сі, 23а, 24-офис.

Қызмет ету мерзімі 5 жыл.

Тауар сертификатталған.

Өндірілген: Shenzhen Fortunecome Technology Co., Ltd., No 57 Shangxia Road, Shangxiawei, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen City, China.

## КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Ұйымның атауы

Сату орны

Мөр орны

Барлық сұрақтар бойынша шұғыл желіге хабарласыңыз:

+7 700 219 40 93

www.revyline.kz